

RNP
PHARMACEUTICALS

Seria №:
Серия №:

Valabil până la:
Годен до:

R.: /



4 841181 000252 >

50 mm

50 mm

49 mm



Compoziție:
5 ml suspensie reconstituită conține:
substanța activă: amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) – 125 mg;
excipienți: lactoză monohidrat, benzoat de sodiu, vanilină, aromă de ciocolată, zahăr.

PREPARARE:
- Se completează până la semnul indicat pe etichetă cu apă fiartă și răcită;
- se agită energic;
- se completează din nou până la semn.

A se agita înainte de întrebuițare.



Compoziție:
5 ml suspensie reconstituită conține:
substanța activă: amoxicilină (sub formă de amoxicilină trihidrat) – 125 mg;
excipienți: lactoză monohidrat, benzoat de sodiu, vanilină, aromă de ciocolată, zahăr.

PREPARARE:
- Se completează până la semnul indicat pe etichetă cu apă fiartă și răcită;
- se agită energic;
- se completează din nou până la semn.

А се агита înainte де întребуиțăре.

AMOXICILIN-RNP
Amoxicillinum

125 mg/5 ml

**PULBERE PENTRU
SUSPENSIE ORALĂ**

PĂSTRARE:
A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C.
Suspensia reconstituită este valabilă timp de 10 zile la temperatura 2-8 °C.
A nu se lăsa la îndemână și vederea copiilor.
Cu prescripție medicală.

PRODUCĂTOR:
ÎM «RNP PHARMACEUTICALS» SRL
Republica Moldova,
MD-4820, r-nul Criuleni, s. Dolinnoe
tel.: + 373 22 359792

АМОКСИЦИЛЛИН-RNP
Amoxicillinum

125 мг/5 мл

**ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ОРАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ**

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре ниже 25 °C.
Готовая суспензия хранится в течение 10 дней при температуре 2-8 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается по рецепту врача.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
СП «RNP PHARMACEUTICALS» ООО
Республика Молдова,
MD-4820, Криулянский р-н, с. Долинное
тел.: + 373 22 359792

PENTRU UZ INTERN

Citiți instrucțiunea înainte de administrarea preparatului

ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ

Перед применением препарата внимательно прочитайте инструкцию

- CYAN**
- MAGENTA**
- YELLOW**
- BLACK**

МАСШТАБ 1:1

(при печати на A4 формате размер ≈ 90% от оригинала)

007242X C0841X

KNIFERNP022

120 mm

40,00 мм

73,20 мм



!ВАЖНО: данный оригинал макет не является точным образцом цветопередачи (цветопробой), его воспроизведение на мониторах и в принтерных распечатках не может быть критерием оценки тиражного оттиска.

Готовая продукция: фольга, бумага, полипропилен усаживается до 1%, полиэтилен - до 5%

№ ЗАКАЗА		ПЕЧАТЬ	Измененные:	ЦВЕТ	Ани-локс	%	Измененные:	PANTONE	Ани-локс	%
ЗАКАЗЧИК	Толстомятенко Ю.	ПРЯМАЯ <input type="checkbox"/>		C <input type="checkbox"/>				P <input type="checkbox"/>		
ТЕХНОЛОГ		ЗЕРКАЛО <input type="checkbox"/>		M <input checked="" type="checkbox"/>				P <input type="checkbox"/>		
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА		ОТДЕЛКА		Y <input checked="" type="checkbox"/>				P <input type="checkbox"/>		
МЕНЕДЖЕР		ЛАКИРОВКА СПЛОШНАЯ <input type="checkbox"/>		K <input checked="" type="checkbox"/>				P <input type="checkbox"/>		
Наличие изменений		ЛАКИРОВКА ВЪЗВРОЩАЮЩАЯ <input checked="" type="checkbox"/>		W <input type="checkbox"/>				P <input type="checkbox"/>		
дата распечатки	20.07.2012									
СОГЛАСОВАНО		ТИСНЕНИЕ <input type="checkbox"/>	СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ	ФОТОПОЛИМЕР		ПРИМЕЧАНИЕ				
Ф.И.О.		КОНГРЕВ <input type="checkbox"/>		цифровая <input type="checkbox"/>						
дата подписания		ЛАМИНАЦИЯ <input type="checkbox"/>		аналоговая <input type="checkbox"/>						
				линиатура <input type="checkbox"/>						